

XTRA-CALC PLUS



DETERGENTE DISINCROSTANTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI DURE

- Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 20949
- Elimina il 99,9% di batteri, lieviti, muffe e virus*
- Pratico schiumatore performante



Detergente disincrostante disinfettante per superfici dure pronto all'uso. Grazie al trigger schiumatore e alla formazione di schiuma aderisce alle superfici verticali garantendo ottimi risultati di pulizia. Particolarmente indicato per tutte le pulizie periodiche e per la rimozione di sporchi non aggrediti con le procedure quotidiane. Elimina residui minerali, ruggine, calcare, sapone e grasso. Ottimo per l'ambiente bagno (lavandini, vasche da bagno, rivestimenti in ceramica, rubinetteria, ecc.). Pulisce le fughe annerite delle piastrelle di pavimenti e pareti ed è particolarmente indicato per la pulizia a fondo dei box doccia.

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: Acido Formico 2,2g, agente anticalcare, tensioattivi, co-formulanti ed acqua q.b. a 100.

Conforme alle Norme EN: 1276, 1650, 13697, 14476, 16777.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

XTRA-CALC PLUS

MODALITÀ D'USO

- Azione detergente anticalcare: nebulizzare sulla superficie da pulire. Lasciare agire la schiuma, se necessario rimuovere lo sporco con un abrasivo anti-graffio e risciacquare.
- Azione disinfettante: nebulizzare il prodotto sulla superficie e lasciare agire per 5 minuti (attività battericida) oppure per 15 minuti (attività fungicida contro lieviti e muffe), quindi rimuovere lo sporco e risciacquare. Per attività virucida (*virus con involucro), nebulizzare il prodotto sulla superficie preventivamente pulita, lasciare agire per 15 minuti e risciacquare.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido
COLORE: Verde
PROFUMO: Fresco
COV: 1,35%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 2,1	6,5 ± 0,5	1.011			

AVVERTENZE

Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Contiene: ALCHIL POLIGLUCOSIDE, ALCHILMETILAMMINA C12-14 QUATERNARIA ETOSSILATA METIL CLORURO, 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO PROPOSSILATO.



PERICOLO

XTRA-CALC PLUS

NOTE

Non inalare il prodotto nebulizzato. Non utilizzare su marmo, travertino e, in generale, su tutte le superfici sensibili agli acidi. In caso di dubbio, verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una piccola posizione nascosta.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.


Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5732	ml 750	12	11x3=33

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Flacone da 750 ml: 100% di plastica riciclata certificata PSV.
--	--